



MADE IN GERMANY

AESCULAP® FAV5 CL

PROFESSIONELLE **KABELLOSE** KLEINTIERSCHERMASCHINE
FÜR SNAPON-SCHERKÖPFE

AESCULAP® FAV5 CL (GT306)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Scherkopfsystem	Aesculap SnapOn-Scherköpfe und Kompatible (Andis, Oster, Wahl, etc.)
Antrieb	DC Motor, 2.300 Hübe/min
Getriebe	Planetengetriebe
Akku-Technologie	Lithium-Ionen
Laufzeit	60 min
Ladezeit	50 min
Gewicht	450 g (inkl. Akku + Scherkopf)
Lieferumfang	Set GT306 = 1 FAV5 CL Maschine (GT300) + 1 Scherkopf GT330 #10 (1,5 mm) + 1 Ladegerät (GT203) + 2 Li-Ionen Akkus (GT201) + 1 Aesculap Ölflasche (GT604) + 1 Gebrauchsanweisung + 1 stabiler Hartschalenkoffer



LIEFERBARE AESCULAP SNAPON-SCHERKÖPFE



GT305 (#50)
1/125" | 0,2 mm



GT310 (#40)
1/100" | 0,25 mm



GT317 (#30)
1/50" | 0,5 mm



GT320 (#5/8)
1/32" | 0,8 mm



GT323 (#7/8)
1/32" | 0,8 mm



GT326 (#15)
3/64" | 1,2 mm



GT330 (#10)
1/16" | 1,5 mm



GT333 (#9)
5/64" | 2,0 mm



GT339 (#10W)
5/64" | 2,4 mm



GT341 (#8 1/2)
7/64" | 2,8 mm



GT343 (#7)
1/8" | 3,2 mm



GT345 (#7F)
1/8" | 3,2 mm



GT357 (#5)
1/4" | 6,3 mm



GT360 (#5F)
1/4" | 6,3 mm



GT364 (#4F)
3/8" | 9,5 mm



GT366 (#4)
3/8" | 9,5 mm

AESCULAP® – a B. Braun brand

Aesculap Suhl GmbH | Fröhliche-Mann-Str. 15 | 98528 Suhl | Deutschland
schermaschinen@aesculap.de | www.aesculap-schermaschinen.de

Die Hauptproduktmarke Aesculap ist eingetragene Marke der Aesculap AG. Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Titelfoto: ©DragoNika – Fotolia.com

V09701

0616/0.5/2